

QスイッチYAGレーザー

MedLite C6とは？

正常組織のダメージを最小限におさえ、色素を選択的に除去できるQスイッチNd:YAG レーザー。

反応の異なる2種類の波長を発振できるため、1台で様々な治療に応用できます。肝斑屋」ソバカスの治療に最適で、毛穴の目立ちと赤ら顔、くすみも同時に治療できます。施術後の色素脱出や赤味はほとんどありません。

532nmと1064nmの2つの波長を選択できるので、表在性色素性疾患や深在性色素性疾患など、疾患に応じて適切な治療が可能です。

532nm の可視領域(緑色)のレーザー光は、メラニンや赤系インクに吸収されやすい特性があり、メラニンによる色素性病変部や赤系のインクの除去に適しています。	1064nmの近赤外域のレーザー光は、暗色(黒/青)色素性病変部の除去や黒系のインクの除去に適しています。
--	---

製品特長

レーザーがフラットに照射されるトップハット型を採用し、創面がフラットで均一にエネルギーを届けることができます。副作用のリスクを軽減します。

最大出力がアップし、スポットサイズを上げて治療しても十分なエネルギー密度を確保することができます。

そのため、治療部位が広範囲でもスピーディな治療が可能です。

赤色ガイド光によって容易に照射位置を決定できます。

消耗品が少なく経済的。

100Vの通常電源で使用できるため、設置に特別な工事も必要ありません。

本体が軽量かつコンパクトでキャスター付きのため、狭い診療スペースでも移動がスムーズです。

使いやすい操作パネルと操作性の高い多関節アームで簡単操作。

使い勝手のよいマルチスポットハンドピースも採用しています。

1秒間に最高10ショットの高繰り返し照射が可能のため、治療時間を大幅に短縮できます。

料金: Laser Toning 税込み

週1回で計10回位の治療となります。顔面全部だと1回目9500円、2回目以降は7900円です。目より下だと初回7400円、2回目以降が5800円となります。

